



SISTEMA DE LIGADURA HEM-O-LOK DE WECK

Seguridad sin compromiso



EL SISTEMA DE LIGADURA HEM-O-LOK – PRECISIÓN EN TODOS LOS DETALLES

Teleflex es un importante fabricante de clips de polímero y metálicos.

Nuestro sistema de ligadura Hem-o-lok, de la marca WEECK, está compuesto por productos complementarios que forman una gama de instrumental que cumple con todos los requisitos de cirujanos, personal de enfermería y personal de quirófano.



EL CLIP

PRESTACIONES DE PRIMERA CLASE

TAMAÑO DEL CLIP	LIGADURA DE VASOS Y TEJIDOS
● mediano	2 – 7 mm
● mediano-grande	3 – 10 mm
● grande	5 – 13 mm
● extra-grande	7 – 16 mm

- Diseño preciso de los alojamientos del clip para asegurar su estabilidad.
- Cierre efectivo mediante bloqueo de los brazos del clip.
- Diseño arqueado que ayuda a rodear tejido adicional.
- Confirmación táctil y audible para asegurar que el clip de ligadura Hem-o-lok se ha cerrado sobre el vaso.
- Dientes integrados para prevenir que el clip se escurra en cualquier dirección.
- Las propiedades de la superficie del polímero no absorbible previenen las infecciones.
- La fenestración en la bisagra del clip proporciona flexibilidad en la apertura y el cierre.



EL CARTUCHO

CARGAS FÁCILES Y LA VENTAJA DEL ADHESIVO PARA SU FIJACIÓN

- Nuestro sistema de ligadura combina rapidez y seguridad en un mismo procedimiento.
- Puede elegir entre una variedad de tamaños de clip para la ligadura de vasos y/o tejidos entre 2 y 16 mm.
- El cartucho con los clips Hem-o-lok permite una carga precisa y sin esfuerzo y por lo tanto ayuda a que las intervenciones quirúrgicas sean más eficaces.
- El cierre del clip se detecta mediante una confirmación táctil y audible.
- La codificación por colores del cartucho de clips corresponde a la de las pinzas aplicadoras.
- Cada cartucho contiene 6 clips.
- Una cinta adhesiva en la parte trasera del cartucho le permite elegir el mejor lugar para fijar el cartucho y extraer los clips.
- Al contrario que los clips absorbibles, si fuera necesario, los clips de ligadura Hem-o-lok se pueden retirar con nuestras pinzas de extracción.
- Los clips son inertes, no tóxicos y radiolúcidos.
- Los cartuchos se adhieren a cualquier superficie estéril.



LAS PINZAS APLICADORAS

RENDIMIENTO Y OPCIONES DE LIMPIEZA

- Gracias al diseño especial del clip, el cirujano puede notar perfectamente el cierre del clip durante la aplicación.
- Las pinzas aplicadoras para cirugía abierta están disponibles con mandíbulas en forma curva o angulada.
- Las pinzas aplicadoras para endoscopia están disponibles en tamaños Mediano-Grande, Grande, Extra-Grande. Se pueden desmontar para facilitar la limpieza y eliminar la posibilidad de contaminación.
- Un botón de rotación de 360° facilita el acceso y mejora la visibilidad.
- Las pinzas aplicadoras están codificadas por colores que corresponden al color del cartucho adecuado.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



CIRUGÍA ABIERTA



CLIPS PARA LIGADURA HEM-O-LOK

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LIGADURA DE VASOS Y TEJIDOS	CLIPS/CARTUCHO	CARTUCHO/CAJA	CLIPS/CAJA
WK544220	● M	2 – 7 mm	6	14	84
WK544230	● ML	3 – 10 mm	6	14	84
WK544240	● L	5 – 13 mm	6	14	84
WK544250	● XL	7 – 16 mm	6	14	84

PINZAS APLICADORAS

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LONGITUD ÚTIL	CANT.
curvadas			
WK544113	● M	20 cm	1
WK544170	● ML	20 cm	1
WK544180	● L	20 cm	1

PINZAS APLICADORAS LARGAS

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LONGITUD ÚTIL	CANT.
curvadas			
WK544115	● M	27 cm	1
WK544171	● ML	27 cm	1
WK544181	● L	27 cm	1
WK544191	● XL	27 cm	1

PINZAS APLICADORAS, LARGAS, ANGULADAS A 70°

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LONGITUD ÚTIL	CANT.
WK544114	● M	27 cm	1
WK544172	● ML	27 cm	1
WK544179	● L	27 cm	1
WK544192	● XL	27 cm	1

EXTRACTORES DE CLIPS

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LONGITUD ÚTIL	CANT.
WK544123	● M ● ML ● L	27 cm	1
WK544124	● L ● XL	27 cm	1



Todos los clips para ligadura Hem-o-lok se suministran estériles. Los sistemas de clips de ligadura se diferencian en las características de su cierre.

Es responsabilidad del usuario confirmar la seguridad de aplicación de los clips en vasos y otros tejidos. No está indicado para su uso como anticonceptivo de oclusión tubárica.

● M mediano ● ML mediano-grande ● L grande ● XL extra-grande

CIRUGÍA ENDOSCÓPIA



PINZAS APLICADORAS HEM-O-LOK TAKE-APART

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA APLICADORA	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
rectas					
WK544965T	● ML	5 mm	5 mm	33 cm	1
curvadas					
WK544995T	● L	10 mm	10 mm	33 cm	1
WK544990T	● XL	10 mm	10 ó 12 mm	33 cm	1

PINZAS APLICADORAS HEM-O-LOK TAKE-APART, ANGULADAS A 20°

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA APLICADORA	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
WK544965T20	● ML	5 mm	10 mm	33 cm	1
WK544995T20	● L	10 mm	12 mm	33 cm	1
WK544990T20	● XL	10 mm	15 mm	33 cm	1

PINZAS APLICADORAS HEM-O-LOK NON-TAKE-APART, LARGAS

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA APLICADORA	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
rectas					
WK544965L	● ML	5 mm	5 mm	45 cm	1
curvadas					
WK544995L	● L	10 mm	10 mm	45 cm	1
WK544990L	● XL	10 mm	10 ó 12 mm	45 cm	1

HEM-O-LOK ENDO 5 Pinza Aplicadora Automática

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA APLICADORA	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
recto					
WK543965	● ML	5 mm	5 mm	33 cm	3

EXTRACTORES DE CLIPS

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA DE EXTRACCIÓN	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
rectos					
WK544121T	● ML	5 mm	5 mm	33 cm	1
WK544121L	● ML	5 mm	5 mm	45 cm	1
curvados					
WK544130T	● L/XL	10 mm	10 ó 12 mm	33 cm	1
WK544130L	● L/XL	10 mm	10 ó 12 mm	45 cm	1
angulado a 20°					
WK544130T20	● L/XL	10 mm	10 ó 12 mm	33 cm	1

PINZAS APLICADORAS TAKE-APART PARA ENDOSCOPIAS

Nuestras pinzas aplicadoras endoscópicas se pueden desmontar para facilitar su limpieza. El botón de rotación de 360° facilita el acceso y mejora la visibilidad.



Teleflex Medical es un proveedor mundial de productos médicos, concebidos para aportar a los profesionales de la salud medidas de protección frente a las infecciones y mejorar la seguridad tanto del paciente como del profesional médico. La compañía está especializada en el desarrollo de productos y servicios para las áreas de acceso vascular, cuidados respiratorios, anestesia general y regional, cuidados cardiacos, urología y cirugía. Teleflex es también proveedor de productos especializados para fabricantes de dispositivos.

La familia de marcas de Teleflex incluye ARROW®, BEERE MEDICAL®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, SMD®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™ y WECK®, todas ellas marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales. Teleflex Incorporated (NYSE:TFX) tiene una facturación anual de aproximadamente 1.800 millones de dólares norteamericanos y ofrece sus servicios a los proveedores de asistencia sanitaria de 130 países.

Sedes de Teleflex Medical en el Mundo: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, China, EEUU, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.

CONTACTOS PARA EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA (EMEA):

OFICINAS CENTRALES DE TELEFLEX MEDICAL EMEA, IRLANDA

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath.
Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflexmedical.com

ALEMANIA +49 (0)7151 406 0
AUSTRIA +43 (0)1 402 47 72
BÉLGICA +32 (0)2 333 24 60
ESLOVAQUIA +421 (0)3377 254 28
ESPAÑA +34 918 300 451
FRANCIA +33 (0)5 62 18 79 40
GRECIA +30 210 67 77 717
ITALIA +39 0362 58 911
PAÍSES BAJOS +31 (0)88 00 215 00
PORTUGAL +351 22 541 90 85
REINO UNIDO +44 (0)1494 53 27 61
REPÚBLICA CHECA +420 (0)495 759 111
SUDÁFRICA +27 (0)11 807 4887
SUIZA +41 (0)31 818 40 90

Para obtener más información, consulte www.teleflex.com

Los productos de este catálogo solo están disponibles para EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Para más información, póngase en contacto con su representante local. Todos los datos son actuales en el momento de impresión de este documento (03/2011). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

94 05 70 - 00 00 03 · REV A · MC / SF · 03 11 02